

Estimado paciente,

El dispositivo biomecánico único utilizado en AposHealth está diseñado para aliviar el dolor y mejorar la función, incorporando un elemento leve de inestabilidad controlada. Por lo tanto, es necesario observar las siguientes instrucciones y directrices durante el uso del dispositivo.

#### instrucciones

1. **Nunca use el dispositivo en superficies peligrosas como superficies húmedas o resbaladizas (suelos pulidos, hielo, nieve, etc.), gravilla, cerca de objetos afilados, en alfombras** (que no están instaladas pared a pared) o cualquier otro ambiente cotidiano que pueda ser peligroso, ya que puede resultar en una caída o lesión.
2. **Evite subir o bajar escaleras (o escaleras mecánicas) o salir al aire libre a menos que su proveedor de AposHealth lo indique.**
3. **Debe dejar de usar el dispositivo si su condición médica cambia e informar de cualquier cambio** relacionado con el tratamiento (por ejemplo, cualquier cambio de en su estabilidad) a su AposTerapista.
4. No conduzca ni opere maquinaria pesada mientras utilice el dispositivo.
5. Las medias deben usarse mientras se use el dispositivo.
6. No utilice el dispositivo antes de que un AposTerapista entrenado lo haya ajustado correctamente. El uso del dispositivo debe ser utilizado en acorde con las instrucciones del AposTerapista.
7. Utilice únicamente el dispositivo en su entorno existente durante sus actividades cotidianas, no durante actividades alteradas, irregulares o fuera de su entorno natural, a menos que un AposTerapista indique específicamente lo contrario.
8. No corra ni juegue deportes que impliquen correr constantemente y/o cambios rápidos de dirección (por ejemplo, baloncesto o tenis) con el dispositivo.
9. Cuando es utilizado por un menor de edad, el dispositivo no puede ser utilizado sin la supervisión de un adulto que haya ya sido advertido de las instrucciones necesarias y precauciones de seguridad.
10. El uso de este producto puede alterar el equilibrio y la marcha del unusuario, lo que podría aumentar el riesgo de caída de un usuario. Los usuarios con antecedentes de caídas, mareos, vértigo, debilidad muscular, o problemas de marcha/equilibrio, usuarios con discapacidades (por ejemplo, trastornos neurológicos, osteoporosis, trastornos de la visión) que pueden causar caída, y los usuarios a los que caer pueden ser extremadamente peligroso, deben tomar precauciones con el fin de garantizar su seguridad al utilizar el dispositivo (por ejemplo, supervisión, caminar apoyándose de una pared/barandilla).
11. No utilice el dispositivo si sospecha que está defectuoso o ha sido dañado. No intente reparar el dispositivo por su cuenta.
12. Está prohibido regalar, vender, alquilar o permitir el uso de su dispositivo a otra persona.
13. Antes de cada uso del dispositivo, es posible que desee volver a comprobar y confirmar que las piezas están correctamente ajustadas a la suela del zapato.
14. Si se produce algún problema como resultado del uso del dispositivo, se le recomienda que deje de usarlo inmediatamente y que se ponga en contacto con su proveedor de AposHealth.

**Tenga en cuenta que, si aún no lo ha hecho, que debe obtener una orden médica específicamente para AposHealth, para que así pueda continuar con su tratamiento de AposHealth en un periodo mayor \_\_\_\_\_ días después de su evaluación inicial.**

**Por la presente declaro que he leído, entendido y aceptado todo lo anterior:**

Firma (paciente): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre en Letra de Molde: \_\_\_\_\_ DOB: \_\_\_\_\_

En caso de menor, el padre/custodio debe firmar a continuación:

Firma (paciente): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre en Letra de Molde: \_\_\_\_\_ DOB: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma (AposTerapista): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre en Letra de Molde: \_\_\_\_\_